

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV022	穿戴式擬真 哺乳教學模 擬器	(報價需含稅及安裝費) 1. 高擬真材質，仿產後婦女的乳房設計，可模擬親餵、實際操作乳房按摩與各種擠乳方法。 2. 左右乳房皆可模擬手擠初乳及集乳器模擬擠乳。 3. 左右乳房可分別充氣，模擬漲乳。 4. 左胸的腋突有乳腺堵塞。 5. 右胸的乳暈有多條乳腺堵塞。 6. 右胸為圓形含乳乳頭。 7. 左胸為有損傷的乳頭（裂痕）。 8. 左胸為早期乳腺炎。 9. 產地不得為中國大陸	2組	護理系	110年4月20 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件
110GOV023	容積式輸液 幫浦	(報價需含稅及安裝費) 1. 外部電源:額定電壓 100... 240 V AC~, 50 60Hz); 外接直流電壓11 ... 16 V DC 2. 電池包 (可充電式): 鋰電池 3. 充滿電可操作時間: Approx 4 hours at 100 ml/h 4. 充滿電所需時間: Approx. 6 hours 5. 機體重量: Approx. 1.4 kg 6. 機體大小 (寬 X 高 X 深): 214x 68 x 124mm 7. 可預設流量及增量: 0.1 - 99.99 ml 增量 0.01 ml; 100.0 - 999.0 - ml 增量 0.1 ml; 1000 - 9999 ml 增量 1 ml; 8. 可預設時間: 00:01 - 99:59 h 9. 流速設定精準度: ± 5 % 10. 劑量不正確警告與動作: 設備故障將自動關閉 11. 流速每次增量值 0.1 - 99.99 ml/h 增量 0.01 ml/h; 100.0 - 999.9 ml/h 增量 0.1 ml/h; 1000.0 - 1200 ml/h i 增量 1 ml/h; 12. 大量輸注時精確率: ± 5 % > 1 ml 13. 保持靜脈開啟 (KVO) 速率; 注射量 10 ml/h: KVO-速率 3 ml/h; 注射量 < 10 ml/h: KVO-速率 1 ml/h; 注射量 < 1 ml/h: KVO-rate 速率 0.1 ml/h 14. 氣泡偵測能力: 敏感性: 氣泡檢測: a. 0.01 毫升警報響; b. 在典型的气泡尺寸下。 0.02-0.3 毫升* 分别为 1.5 毫升/小时*; (氣泡在1小时内的累積值 0.01 毫升); 上行偵測器感應度 -0.12 bar 至 -0.21 bar (压) 9 级; 阻塞壓力警告範圍 9 级從 0.3 - 1.2 bar; Occlusion pressure Time to occlusion alarm [min] at rate Max. bolus [bar] [1 ml/h] [25 ml/h] [100 ml/h] [ml] Level 1 typ. 0.3 09:07 00:33 00:07 0.0347; Level 5 typ. 0.7 25:53 01:14 00:15 0.0987; Level 9 typ. 1.2 46:50 02:06 00:24 0.1787; 機械式阻塞壓力失效極限值 阻塞警報壓力最大 2.1 bar (210 kPa).; 最大推注量 2 ml.; 15. 歷程查詢功能: 最後紀錄 1000. 次速率; 100 次系統診斷; 16. 有關詳細信息, 請參閱歷史紀錄查看器的單獨文檔。 17. 系統程式設定 0.01 ml 為增量進行。 18. 系統程式設定將設定為 0.5-3.8 ml / h, 增量為 0.1 ml 19. 以上所有尺寸大小: ±3% 20. 產地不得為中國大陸	3台	護理系	110年4月20 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV024	鼻胃管灌及胃瘻管護理模型	(報價需含稅及安裝費) (一)、尺寸重量：92x35x30cm(長、寬、高均±5%) (裝箱尺寸)，重約10kg(±5%) (二)、模型材質：特殊樹脂製 (三)、全套組件包含：1. 女性成人上半身模型本體(含頭部、胸腔、腹腔) x1 2. 操作展示架x1 3. 鼻胃管導管x1 4. 胃瘻管x1 5. 空針筒x1 6. 模擬痰液x1 7. 潤滑用矽油x1 8. 空容器(用於調配模擬痰液)x1 9. 攪拌棒x1 10. 備物盤x1 11. 原廠保管箱x1 (四)、產地不得為中國大陸 (五)、功能： 1. 可練習鼻胃管的置入技術、鼻胃管灌食、胃液抽吸、抽痰、胃瘻管護理及經胃瘻管灌食。 2. 模型可拆為三部分(頭部、胸腔、腹腔)，方便做清洗。 3. 隨附之展示架可調整成30度角，模擬實際灌食時身體該呈現的位置，頭部亦可左右做移動。 4. 具劍突位置標記，做為鼻胃管置入長度的測量標準。 5. 可使用的鼻胃管管路大小為5~15Fr。 6. 置入鼻胃管後，可打入空氣並聽診泡泡音以確認置入的正確與否。 7. 實際由胃瘻管灌入營養液(建議使用清水即可)。 8. 練習胃瘻管外的皮膚護理。 9. 由氣管內管和氣切管做抽吸術練習。 10 原廠授權維修及零件供應證明	1具	護理系	110年4月20日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
110GOV025	穿戴式灌腸訓練模型	(報價需含稅及安裝費) 1. 重量：整體約4kg(±5%) 2. 整組包含： a. 會陰部模型x1 b. 穿戴式防水褲x1 c. 壓克力桌上架x1 d. 會陰部模型內殼x1 e. 模擬糞便x1 f. 容器x1 (用於裝模擬糞便用) g. 攪拌器x1 h. 托盤x1 i. 潤滑油x1 j. 痂子粉x1 k. 原廠授權操作光碟x1 l. 原廠提箱x1 3. 附原廠授權操作光碟。 4. 產地不得為中國大陸 5. 會陰部模型的觸感極為真實，猶如真人的觸感。 6. 模型放在壓克力架上，呈現左側臥姿勢。 7. 實際注入清水或甘油，練習灌腸技巧。 8. 可用引流管的管夾調整灌腸的注入壓力。 9. 利用模擬糞便，練習肛門處的清潔。 10. 可將會陰部模型裝於穿戴式防水褲上，並穿戴於真人身上，練習與病人的互動，並培養同理心。 11. 可將模型立於壓克力架上，方便做團體教學使用。	4具	護理系	110年4月20日上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV026	顯溫槍	(報價需含稅及安裝費) (1)準確性:±0.2度F或0.1度C (2)動脈熱平衡範圍為體溫:94到110度F (34.5到43度C) (3)電池壽命 15,000次±2% (4)探頭:密封不鏽鋼的探頭 (5)顯示方式:明亮的LED (6)測量時間:0.04秒 ±5% (7)操作環境:60到110度F (16到43度C) (8)電池: 9伏特電池 (9)溫度顯示:0.1度F或度C (10)大小: 8 x 2 x 1.25英寸(20 x 5 x 3 cm) ±5% (11)溫度範圍:在屏幕顯示的60到110度F(16到 43度C)時間30秒±5% (12)重量7.5盎司(213 gm) ±5% (13)投標時請檢附目錄 (14)產地不得為中國大陸	3支	護理系	110年4月20日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
110GOV027	肌肉型人體解剖模型	(報價需含稅及安裝費) 1. 3/4真人大小，女性，23處可分解。 2. 包括以下細節：5分解的手臂和肩膀肌肉。8分解的腿和臀部肌肉。可拆卸的手臂，腿部，頭部和腹壁。 3. 高約138cm(+5%)。 4. 非大陸製。	1套	調理保健技術系	110年4月20日上午10時	詳細規格請參閱投標文件