

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
111GOV008	視網膜鏡	(報價需含稅及安裝費) BETA 200 XHL 視網膜鏡 • ParaStop 設計，可迅速選擇平行光束 • XHL氙鹵燈泡技術，明亮光源，清楚呈現眼底反射。 • 條狀或點狀視網膜鏡，可藉由簡易更換燈泡來轉換。 • 選用橘色濾鏡，減少患者炫光感且不影響檢測。 • 金屬材質控制器，堅固耐用。 • 操作簡單，使用單一的控制鈕，即可調整光束聚散度與旋轉。 • 防塵設計，免保養。 • 整合偏光濾鏡，可消除散光與反射光，給您最精確的眼底反射。 • 獨家設計的亮度控制，可線性調整亮度100%和3%之間(專利)，單手指操作、無眩光。 • 可拆接式窗楣(blow rest)，提高舒適性與操控。 • 選用定影卡，可動態檢測。 *需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明或製造醫療器材之證明 *產地須非大陸製品	6支	視光系	111年4月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
111GOV009	雷射切割雕刻機	(報價需含稅及安裝費) 1.雷射種類及功率：80Watts (瓦特)封離式CO2水冷式雷射管，波長10.6um，實際可輸出雷射功率80Watts(瓦特)或以上等級規格。 2.工作範圍：實際可工作範圍X軸600mm，Y軸400mm (含以上)。 3.升降檯面：電動升降台面，Z軸可移動高度達260mm(含以上) 4.限位開關：X&Y軸採用接觸式微動開關 5.軌道結構：X&Y軸採用寬度10mm以上線性滑軌(或以上同級品)，利於高速移動平穩性及重量乘載安全性。(不得為長時間後易變形之光桿結構) 6.驅動系統：使用42步進馬達及寬度8mm以上之時規皮帶。 7.紅光定位輔助系統：外置式紅光，可任意調整傾斜角度。 8.內建第四軸連接插頭：預留未來旋轉軸之配件擴充功能。 板金結構及人性化設計 9.前後通料：設備需有前後通料預留孔，高度尺寸不得小於20mm，以利未來較大板材切割，且前方設有可拆裝之擋板。 10.保護上蓋：上蓋配有金屬把手，並預留通風孔位，增加抽風對流，提升排煙之效能。 11.室內照明：內建LED照明燈 12.落料抽屜：切割檯面下方配置落料抽屜以利未來清潔整理方便。 13.排風孔：後抽風設計，避免落料被吸至抽風管道內，排風孔徑至少150mm。 14.分體式結構：設備採用可拆式底座，以利不同安裝場地入口限制，可進行組裝拆解，避免教室門寬過小，設備無法進入等問題。 15.滾輪及水平腳座：設備需配有滾輪以利設備推行，且配有水平腳座，以利設備安裝時進行水平校正，增加機台穩定度及延長機床壽命及精度。 16.保養工具：附贈基本保養工具包含酒精一罐、棉棒一包及針車油一罐。 非大陸製	1台	視光系	111年4月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
111GOV010	免散瞳眼底照相機	(報價需含稅及安裝費) 瞳孔照相範圍 $\varphi 4.0\text{mm}$ 或更大 ($\varphi 3.3\text{mm}$ 或更大, 當使用小孔徑偵測模式時) 觸控面板 8.5彩色觸控面板 可直接調整照明亮度, 閃光亮度. 可上下及水平翻轉調整 可觸控微調照相對焦 固視標 內部固視標: -點矩陣型 -顯示位置可以改變和調整。 外圍固視標(選購): -可手動調整。 被檢者屈光補正範圍 0:-13D 至 +12D - :-33D 至 -12D +: +11D 至 +40D 照相輔助功能 自動對焦功能 自動對齊功能 自動拍攝功能 小瞳孔功能 眨眼檢測功能 存檔模式 個人電腦 / USB 隨身碟 / DICOM 人機介面 觸控液晶面板, 無搖桿裝置. 非大陸製 *需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明或製造醫療器材之證明	1台	視光系	111年4月26日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件
111GOV011 (美容儀13台)	綜合美容儀	(報價需含稅及安裝費) 規格: 電壓: AC110V/60Hz。 輸出功率: 765W。 本體尺寸: 50x53x157cm。 本機微電腦控制, 9種美容功能。 每項功能都可設定時間, 歐式造型美觀大方操作方便。 1.微電腦觸控美膚機。 2.洗臉按摩刷。 3.真空吸油垢/噴霧。 4.高週波。 5.營養導出入。 6.電子淡斑。 7.超聲波美容。 8.皮膚檢查燈。 9.放大燈。	3台	製藥工程系	111年4月26日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件
	三合一美容儀	(報價需含稅及安裝費) 主機尺寸: 長32 x 寬20x 高9 cm $\pm 2\text{cm}$ 。 輸入電源: 110V/60Hz。 內容物: 主機、LED燈罩、眼罩、電源線。 功能: H.F清潔: 應用臭氧有去除異味特性, 使用於臉部皮膚表面, 達到清潔肌膚感覺。 音波導入: 使用低功率超音波(1MHz)能量導入化妝品。 肌膚清潔: 運用玻璃管內負壓原理產生吸力後, 作用於皮表油質雜物吸除, 可噴化妝水, 達到清潔表皮功能。	10台			
111GOV012	桌上型水形俠	(報價需含稅及安裝費) 尺寸: 長36x 寬43 x 高34 cm $\pm 2\text{cm}$ (高度不含支架、水杯; 寬度不含冷導接頭處)。 輸入電源: 110V/60Hz。 內容物: 主機、無針水光筆、冷凍握把、壓克力架、電源線、注水管、踏板。 功能: 利用純水、過濾水、逆滲透、蒸餾水等液體, 透過無針水光筆以每秒鐘12 米的速度噴射至肌膚表層, 在皮膚上移動可清潔皮膚髒汙。冰鎮按摩可降低體表溫度, 促使毛孔縮小; 搭配震動按摩可加速肌膚循環及代謝。	3台	製藥工程系	111年4月26日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
111GOV013	熱能修身儀	(報價需含稅及安裝費) 尺寸：長31 x 寬29 x 高28 cm ±2cm (不含壓克力鐵架、油杯)。輸入電源：110V / 60Hz。內容物：主機、探頭握把3支(大、中、小各一)、壓克力鐵架、電源線、通刷。功能：採取負壓探頭抽吸空氣達到真空效果，用以對肌肉進行吸引按摩，進而帶動皮下組織，有效促進血液及淋巴流動，幫助加強代謝，使曲線更加完美。溫熱按摩係經由溫熱探頭提高皮膚表面溫度(最高至+45℃)，進而促進血液循環，幫助細胞組織營養與氧氣帶入肌膚底層，使其能夠有效代謝。	3台	製藥工程系	111年4月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
111GOV014	動力光	(報價需含稅及安裝費) 主機到底座的尺寸：長47 x 寬33 x 高78 cm ±2cm(不含輪子、燈罩插座、燈罩、燈罩支架)。燈罩支架長92cm±2cm。燈罩長50x寬18 cm±2cm。輸入電源：110V。內容物：主機、LED燈罩、眼罩、電源線。功能：光動力護理療法是利用光的動力反應對皮膚進行養護和治療的一種最新技術，把光能轉化為細胞內能量，加速細胞生長、加快血液迴圈、刺激纖維細胞組織產生膠原蛋白、增加皮膚彈性、對修復老化皮膚、痤瘡性皮膚、淡化斑點、提升緊實、緩解日曬灼傷的皮膚等等護理起著重要作用。	3台	製藥工程系	111年4月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件